



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Tens a due canali n-601 lem tens senza timer

Codice di riferimento: LTM710

Marca: KYARA

Prezzo: 145.5€

Questo strumento tramite piccoli impulsi elettrici porta **sollievo in molti tipi di dolore**, mal di schiena, mal di testa, dolori da sport e dolori muscolari in generale. Strumento molto in uso, offre doppi canali, parametri regolabili, 3 modalità: BURST (B), NORMALE (N), MODULAZIONE (m).

CARATTERISTICHE TECNICHE TENS A DUE CANALI LEM-TENS

- Canali: due isolati fra loro
- Forma d'onda: Onda quadra asimmetrica bifase
- Intensità: 0-80 mA su 500 .regolabili
- Frequenza dell'impulso: Regolabile da 2 a 150 Hz
- Tempo di salita del singolo impulso: 30 - 260 μ s regolabili
- Modo d'uso: BURST - NORMAL - MODULATION

- Timer: 15 30 60 minuti (SOLO LTM711)

- Dimensioni: 24x64x95h

- Alimentazione: 1 batteria 9V

- Peso: 130gr

UN SET COMPLETO DI LEM CONTIENE:

- 1 apparecchio

- 1 valigetta

- 1 manuale di istruzioni

- 2 cavetti a due fili

- 1 batteria 9 V

- 4 elettrodi rotondi Ø 45mm pregellati

