



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## Terminali per endoscopi STORZ

**Codice di riferimento:** 30840

**Marca:** GIMA

**Prezzo:** 39.3€

### Caratteristiche dei terminali per endoscopi

L'endoscopia è una pratica medica molto importante sia per la diagnostica sia per il trattamento di alcune patologie. Il seguente terminale è utilizzato proprio per la connessione di fonti ottiche negli endoscopi, lo strumento utilizzato per questa tipologia di esami. Tramite l'uso dell'endoscopio il medico può ispezionare in maniera approfondita determinati organi interni dell'organismo e visualizzare le immagini sul computer. Questo modello è indicato per gli endoscopi STORZ, SHLLY e LUT.

### Altri modelli disponibili

- [Terminali per endoscopi ENDO ACMI](#)
- [Terminali per endoscopi ENDO WOLF](#)

### Marca e modello

GIMA codice 30840

### Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

 **Acquista subito**