

Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942



Termoforo per spalle e cervicale - Bosotherm 1600

Codice di riferimento: 5210026

Marca: INTERMED

Prezzo: 167€

Caratteristiche del termoforo per spalle e cervicale

Questo speciale termoforo elettrico è progettato per riscaldare in modo sicuro e veloce le spalle e il tratto cervicale, liberandoli dal dolore. La forma è studiata per adattarsi perfettamente al collo e alle spalle concentrando tutto il calore su quelle determinate zone del corpo.

La morbida superficie felpata rende il termoforo confortevole e, grazie anche alla possibilità di rimuovere l'interruttore, è lavabile in lavatrice.

Il sistema di spegnimento automatico (dopo 90 minuti) garantisce sicurezza e risparmio energetico.

Specifiche tecniche

- Termostato illuminato a 3 temperature
- Potenza: 100W
- Funzione di riscaldamento rapido entro 10 minuti dall'attivazione
- Interruttore rimovibile
- Dispositivo di spegnimento automatico dopo 90 minuti
- Lavabile in lavatrice fino a 30°C
- Dimensioni anatomiche: 56x52cm

Marca e modello

INTERMED codice 5210026

