



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Termometro a contatto a raggi infrarossi multifunzione

Codice di riferimento: 25585

Marca: GIMA

Prezzo: 44.9€

Caratteristiche del termometro a contatto a raggi infrarossi multifunzione

Termometro istantaneo a 5 funzioni con tecnologia infrarossi e a contatto, tascabile e facile da trasportare e riporre in casa. Questo innovativo termometro digitale può essere usato per misurare la temperatura corporea posandolo sulla fronte per pochi secondi, ma può anche essere usato come termometro ambientale, per le superfici, per i liquidi e ha due utilissime funzioni extra, la modalità orologio e quella cronometro per misurare il battito cardiaco.

Questo termometro infrarossi mostra risultati immediati, affidabili e facili da interpretare sull'indicatore a 3 led per la segnalazione della temperatura corporea (con indicatore sonoro in caso di febbre) e sul display LCD.

A completare l'efficienza di questo misuratore di temperatura c'è inoltre il segnale di autodiagnosi di anomalie e malfunzionamento.

Specifiche tecniche

- Dimensioni: 14x3,8x3 cm (LxPxH)
- Peso: 70 g
- Tipo batteria: CR2032 (33212)
- Tempo di risposta: 5-30 secondi
- Campo di misurazione fronte: 34,0°C~42,2°C (93,2°F~108,0°)
- Modalità scansione: -22/80°C (-7,6-/76°F)
- Visualizzazione display ORAL °C/°F
- Precisione: ± 0.2/0.3 °C
- Tempo tra due misurazioni: meno di 5 secondi
- Norme: IEC60601-1, IEC60601-1-2 (EMC), ASTM E1965-98

Marca

Gima

Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

