



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Termometro digitale da orecchio

Codice di riferimento: 25580

Marca: GIMA

Prezzo: 56.1€

Caratteristiche del termometro digitale da orecchio

Il termometro digitale GIMA è un dispositivo progettato per rilevare la temperatura corporea attraverso l'orecchio. Il misura febbre è caratterizzato da un design elegante con presa ergonomica ed è studiato per assicurare un'applicazione semplice e ottenere risultati affidabili e precisi in tempi rapidissimi, un solo secondo. L'avvenuta misurazione è segnalata da un'allarme febbre e il valore può essere facilmente letto nel display LCD.

Il termometro è in grado di memorizzare le ultime 9 misurazioni, caratteristica utile per tenere sotto controllo le variazioni di temperatura.

Le batterie sono incluse nella confezione.

Specifiche tecniche

- Campo di misurazione: fronte 34.0°C~42.2°C (93.2°F~108.0°)
- Tempo di risposta: 1 secondo
- Tempo tra due misurazioni: < 5 secondi
- Visualizzazione display ORAL °C/°F
- Tipo batteria: CR2032 (33212)
- Dimensione (LxWxH): 14 x 3.8 x 3 cm
- Peso: 70 g
- Norme: IEC60601-1, IEC60601-1-2 (EMC), ASTM E1965-98
- Completa conformità agli standard ASTM e CE EN 12470-5 (35.5° fino a 42° ± 0.2° C, altri ± 0.3° C)
- Basso tasso di resi: < 0.3%

Marca e modello

GIMA codice 25580

Contenuto della confezione

1 pezzo

