



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## Termometro da orecchio pocket

**Codice di riferimento:** 25579

**Marca:** GIMA

**Prezzo:** 63.1€

### Caratteristiche del termometro digitale:

Termometro auricolare tascabile: piccolo, facile da pulire, termometro auricolare per uso domiciliare.

### Ulteriori dettagli:

- Ampio display LCD: 27.9 x 13 mm
- Facile da leggere
- Prodotto a marchiatura CE

### Caratteristiche tecniche:

- Gamma di misurazione 34° C ~42.2° C (93.2° F - 111.2° F)
- Precisione  $\pm 0.2^{\circ}$  C ( $\pm 0.4^{\circ}$  F)
- Tempo di risposta 1-2 secondi
- Batteria litio 3 V (CR2032) - durata: circa 4000 misurazioni
- Dimensioni 114 x 35 x 40 mm
- Peso 35 g (batterie incluse)

 **Acquista subito**