



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Termometro digitale basale

Codice di riferimento: 25608

Marca: GIMA

Prezzo: 10€

Caratteristiche del termometro digitale basale

Termometro digitale basale GIMA per un facile e veloce monitoraggio dell'ovulazione.

VANTAGGI DEL TERMOMETRO BASALE GIMA

- Misurazioni rapide e accurate.
- Dotato di display per una facile lettura dei valori.
- Memorizzazione dell'ultima misurazione.
- Segnale acustico di accensione, rilevamento ultimato e spegnimento.
- Dotato di funzione di spegnimento automatico per risparmio batteria.
- Adatto per uso orale, ascellare e rettale.

Modalità d'uso

- Prima dell'uso disinfettare la sonda con alcol o utilizzare un coprisonda sulla punta.
- Premere il pulsante di accensione. Si avvertirà un bip.
- Dopo 2 secondi inizierà a lampeggiare la lettera °C o °F, a questo punto sarà possibile iniziare la misurazione.
- Durante la misurazione è necessario rimanere nello stesso luogo/posizione fino al termine.
- La misurazione dura circa 2 minuti al termine del quale si udirà un segnale acustico.
- Visualizzare la temperatura rilevata sul display.

Indicazioni

Indicato per uso familiare e ospedaliero.

Specifiche tecniche

- Gamma di misura: 32~43 °C
- Precisione: $\pm 0,01$ °C
- Durata batteria: circa 100 ore di utilizzo continuativo

Marca e modello

GIMA codice 25608

Contenuto della confezione

1 pezzo

