



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

TERMOMETRO DIGITALE BL3 AMPIO SCHERMO °C

Codice di riferimento: 25554

Marca: GIMA

Prezzo: 10.5€

CARATTERISTICHE:

TERMOMETRO DIGITALE BL3 AMPIO SCHERMO

- blister
 - punta flessibile, impermeabile, retroilluminazione rossa/arancione/verde, ampio schermo 29.3x15.3 mm.
- Indicatore di batteria scarica.

Batteria a bottone 3 V (CR2032).

CARATTERISTICHE TECNICHE:

MARCA E MODELLO:

Gima - Codice 25554

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

 **Acquista subito**