



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Termometro digitale °C - 36 pezzi

Codice di riferimento: 25559

Marca: GIMA

Prezzo: 141.52€

Caratteristiche del termometro digitale

Il seguente termometro digitale è un dispositivo per il rilevamento della temperatura corporea in grado di fornire prestazioni affidabili e precise. Grazie alla sonda facilmente lavabile e disinfettabile, permette di effettuare 3 diverse misurazioni: sotto la lingua, sotto l'ascella e nel retto. La misurazione della febbre avviene in tempi estremamente ridotti, circa 30 secondi, al termine del quale un piccolo segnale acustico comunicherà la possibilità di visualizzare il rilevamento sul display. Il termometro si spegne automaticamente dopo circa dieci minuti.

Fornito in espositore da banco da 36 pezzi (inglese-italiano).

Specifiche tecniche

- Intervallo temperatura 32.0°C-42.0°C
- Precisione $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$
- Memoria ultima lettura
- Allarme acustico
- Mantenimento in memoria ultima lettura
- Spegnimento automatico
- Confezione in plastica
- Manuale e indicazioni scatola multilingua
- Approvato CE e FDA
- Batterie LR/41 - 1.5V

Marca e modello

GIMA codice 25559

Contenuto della confezione

36 pezzi



Acquista subito