



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## Termometro digitale FLEXI

**Codice di riferimento:** 25563

**Marca:** GIMA

**Prezzo:** 5.61€

### Caratteristiche del termometro digitale FLEXI

Il termometro digitale FLEXI consente di rilevare la temperatura corporea in maniera semplice, rapida e sicura. Il dispositivo è in grado di misurare la febbre seguendo 3 differenti procedure: inserendo la punta del termometro nel cavo orale, sotto l'ascella e nel retto. Il misura febbre è progettato per ottenere prestazioni precise e soprattutto rapide. Una volta posizionato il termometro, dopo circa un minuto un segnale acustico indicherà il momento in cui leggere la temperatura sul display.

Il termometro digitale registra il valore della temperatura rilevata dopo ogni misurazione ed è dotato di un sistema di spegnimento automatico.

### Specifiche tecniche

- Intervallo temperatura 32,0°C-42,0°C
- Precisione  $\pm 0,1^\circ\text{C}$
- Memoria ultima lettura
- Mantenimento in memoria ultima lettura
- Allarme acustico
- Spegnimento automatico
- Confezione in plastica
- Manuale e indicazioni scatola multilingua
- Conformi CE 0476 ed approvati FDA

### Marca e modello

GIMA codice 25563 \_



-