

Numero Verde

**800 172547**



Da cellulare

**030 7777942**

## Termometro digitale per bambini Panda °C

**Codice di riferimento:** 25555

**Marca:** GIMA

**Prezzo:** 6.3€

### Caratteristiche del termometro digitale Panda

Il termometro digitale Panda è un misura febbre pensato per soddisfare le esigenze dei più piccoli. Simpatico design a forma di panda, misurazioni precise e soprattutto rapide. Per evitare di infastidire troppo il bimbo, che molto spesso mal sopporta tali operazioni, il dispositivo rileva la temperatura corporea in meno di 60 secondi. Terminato il rilevamento, 4 bip segnaleranno la possibilità di procedere con la lettura del valore sul display. Il termometro pediatrico è impermeabile, dotato di allarme febbre, che si attiva quando la temperatura è troppo alta, ed è confezionato in una scatola appendibile.

### Marca e modello

GIMA codice 25555

### Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

 **Acquista subito**