



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Termometro digitale T40 a punta rigida

Codice di riferimento: TR 200100

Marca: CA-MI

Prezzo: 3.75€

Caratteristiche del termometro digitale T40 a punta rigida

Dispositivo di misurazione della temperatura corporea con risultati rapidi, precisi e affidabili.

Questo termometro digitale Ca-mi è caratterizzato da una terminazione a punta rigida, e può essere usato per misurazioni ascellari, orali e rettali e garantisce alte prestazioni e grande durata nel tempo.

Il termometro è dotato di un piccolo display in cui appare il risultato della misurazione, annunciato da un chiaro segnale acustico; il display, una volta acceso mostra i risultati dell'ultima misurazione effettuata, che tiene in memoria.

Specifiche tecniche

- Tempo di misurazione rettale: 40 secondi
- Tempo di misurazione orale: 60 secondi
- Tempo di misurazione ascellare: 100 secondi
- Segnale acustico a fine misurazione: sì
- Autonomia misurazioni: 20000
- Precisione: 0,1°C

Marca

Ca-mi

Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione,

stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

Altri modelli disponibili

- [Termometro digitale T40F a punta flessibile](#)

