

Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942



TERMOMETRO DIGITALE VET - punta flessibile

Codice di riferimento: 80450

Marca: GIMA

Prezzo: 1.02€

CARATTERISTICHE:

TERMOMETRO DIGITALE VET

- punta flessibile
- Dimensioni LCD: 15 x 7 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Range di misurazione: 32 ~ 42.9 °C
- Precisione: ± 0.1 °C
- Dimensioni: 138x21x10 mm
- Alimentazione: 1.5V LR41
- Tempo di misurazione: 60 sec.

MARCA E MODELLO:

Gima - Codice 80450

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

