



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Termometro digitale °C + confezione per espositore - Gima

Codice di riferimento: 25560

Marca: GIMA

Prezzo: 3.6€

Caratteristiche del termometro digitale

Il termometro digitale Gima si distingue dai classici dispositivi per misurare la febbre in vetro e mercurio per facilità d'uso e precisione. Lo strumento è in grado di rilevare la temperatura corporea in maniera estremamente precisa e soprattutto in tempi molto rapidi, circa un minuto. La misurazione può essere effettuata in 3 modi differenti: posizionando la sonda sotto la lingua, sotto l'ascella o nel retto. È sufficiente cliccare il tasto ON/OFF, sistemare il termometro e attendere il segnale acustico che indica la possibilità di leggere sul display la temperatura rilevata. Il termometro digitale registra sempre il valore dell'ultima misurazione effettuata e si spegne automaticamente dopo 10 minuti. Per prolungare la durata della batteria è consigliato comunque spegnerlo subito dopo l'uso.

Specifiche tecniche

- Intervallo temperatura 32,0°C-42,0°C
- Precisione $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$
- Memoria ultima lettura
- Mantenimento in memoria ultima lettura
- Allarme acustico
- Spegnimento automatico
- Confezione in plastica
- Manuale e indicazioni scatola multilingua
- Conformi CE 0476 ed approvati FDA

Marca e modello

GIMA codice 25560

