



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

TERMOMETRO VETERINARIO RETTALE

Codice di riferimento: 25588

Marca: GIMA

Prezzo: 30.9€

CARATTERISTICHE:

Appositamente progettato al fine di essere ergonomicamente corretto per gli animali. Regolazioni selezionabili per animali da compagnia, suini, e bovini. Adatto anche per altri animali.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Range di misurazione: 32 ~ 44 °C
- Precisione: ± 0.1 °C (35 ~ 39 °C)
- La batteria ha una durata di circa 5000 misurazioni
- Dimensioni: 190x110x35 mm
- Alimentazione: 2 batterie da 1.5V AAA

MARCA E MODELLO:

Gima - Codice 25588

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

 **Acquista subito**