




Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## TERMOSALDATRICE AD IMPULSI D-351

**Codice di riferimento:** 35900

**Marca:** GIMA

**Prezzo:** 1795.8€

### CARATTERISTICHE:

Conforme alle norme DIN 58953 P.7, progettata per essere utilizzata in medicina, odontoiatria, ambulatori oculistica e laboratori analisi. **Caratteristiche principali:** lunghezza saldatura e taglio 35 cm - Controllo di sicurezza con allarme. Scheda principale con controllo della temperatura. Chiusura elettromagnetica della barra saldante completa di bobina e di tagliatore. **Facile da usare:** chiusura barre con la sola pressione di un dito. L'elettromagnete mantiene la pressione di saldatura costante per il tempo impostato. Apertura automatica a fine ciclo. **Rapida:** chiusura elettromagnetica. L'operatore non incontra difficoltà per l'avanzamento manuale del tubolare **Sicura:** le barre saldanti non si chiudono se fra queste si trova un oggetto di spessore superiore ai 3 mm. Controllo elettronico di temperatura con sonda NTC. Protezione elettronica di allarme e blocco in caso di guasti.

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Materiale saldato: carta-polipropilene-poliestere-Tyvek • Dimensioni: 44 x 17.5 x h 31 cm • Peso: 18 kg • Alimentazione: 230 V - 50/60 Hz • Assorbimento: 700 W in fase saldatura • Lunghezza saldatura e taglio 350 mm • Larghezza saldatura: 8 mm secondo norme DIN 58953 P.7 • Tempo di saldatura controllato elettronicamente: 0.5 sec • Massima larghezza bobina: 350 mm • Dispenser foglio di alluminio 350 mm

### MARCA E MODELLO:

GIMA 35900

### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

