




Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

TEST AUDIOMETRICO "TIPO BOEL"

Codice di riferimento: 33599

Marca: GIMA

Prezzo: 34.16€

CARATTERISTICHE:

Il BOEL test è l'unico strumento di screening utilizzato dal pediatra per giudicare le facoltà uditive dei bambini e permette di verificare precocemente la risposta ad uno stimolo sonoro già ad un'età compresa tra i 6 ed i 10 mesi. L'apparecchio è realizzato prendendo come base il BOEL test classico sia per l'ergonomia delle forme (si racchiude nel palmo della mano) sia per gli standard sonori dei campanelli del BOEL test. Infatti i due stimoli sonori riproducono un suono sordo-grave a bassa frequenza intorno ai 125- 150 Hz ed un suono acuto-sonorizzato ad alta frequenza intorno ai 5.0-5.1 kHz in modo perfettamente equivalente a quanto riprodotto dai campanellini del BOEL test (86dBA, 96dBA). Ciò permette di testare la risposta del bambino su queste soglie limite altamente significative. Il dispositivo è maneggevole, leggero, alimentato a batteria, ha solo due pulsanti per la selezione delle due frequenze di prova. Per realizzare Il test di Boel originale, vi consigliamo di usare le matite optometriche per catturare l'attenzione del bambino, vedi codice 31319.

MARCA E MODELLO:

GIMA 33599

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

 **Acquista subito**