



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## Test mononucleosi - 20 pezzi

**Codice di riferimento:** 24538

**Marca:** GIMA

**Prezzo:** 57.34€

### Caratteristiche del test mononucleosi

Il test rapido immunologico permette di diagnosticare in maniera semplice e veloce la mononucleosi infettiva. Questa malattia è causata dal virus Epstein-Barr e stimola la produzione di determinati anticorpi, gli anticorpi eterofili, i quali si sviluppano già nella prima settimana dalla comparsa dell'infezione. Il test si basa proprio sulla presenza di tali anticorpi nel sangue intero, siero o plasma. In caso di positività comparirà una banda colorata nella zona reattiva del test, in caso contrario l'esito sarà negativo. Risultati in 5 minuti.

I test hanno una durata di 24 mesi dalla data di produzione. Lo stock potrebbe variare da 10 a 22 mesi.

La confezione include:

- 20 cassette
- 20 contagocce
- Reagente
- 1 manuale d'uso

### Marca e modello

GIMA codice 24538

### Contenuto della confezione

20 pezzi

 **Acquista subito**