



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Test pH vaginale - 10 pezzi

Codice di riferimento: 29110

Marca: GIMA

Prezzo: 17.08€

Caratteristiche del test pH vaginale

Le strisce reattive GIMA consentono di eseguire il test per misurare il pH vaginale. Effettuare periodicamente tale operazione è importante per le donne perché consente di individuare rapidamente ipotetiche alterazioni dell'acidità vaginale e rilevare la presenza di infezioni.

La procedura è molto semplice, sicura e non provoca alcun dolore. Per eseguire la misurazione occorre lavarsi bene le mani e inserire il tampone nella vagina per circa 5/7cm assicurandosi di toccare delicatamente le pareti interne. Dopo alcuni minuti è possibile estrarre il tampone e strofinarlo sulla striscia reattiva. Per leggere il risultato basta attendere 1 minuto e confrontare il colore della striscia con la tabella colorata. Il valore del pH vaginale non deve superare 4,5, in caso contrario potrebbe essere il segnale d'allarme di un'infezione batterica in corso.

In dotazione:

- 10 tamponi di cotone
- 10 strisce reagenti in singola scatola di cartone con manuale d'uso (italiano + inglese)

Marca e modello

GIMA codice 29110

Contenuto della confezione

10 pezzi

 **Acquista subito**
