



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Testina luminosa per Ano-Recto-Proctoscopi

Codice di riferimento: 25953

Marca: GIMA

Prezzo: 241.56€

Caratteristiche della testina luminosa per Ano-Recto-Proctoscopi

Testa luminosa LED da collegare secondo la necessità a rectoscopi, proctoscopi o anoscopi e collegabile a una fonte di luce tramite fibra ottica. Questo dispositivo di illuminazione per Ano-Recto-Proctoscopi consente un esame più rapido ed efficiente.

Specifiche tecniche

- Colore: grigio

Marca

Gima [!\[\]\(4f6bf54ae7e4144a72d78316053e412d_img.jpg\) **Acquista subito**](#)