



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

TESTA OTOSCOPIO MARCROVIEW - 23810

Codice di riferimento: 32100

Marca: GIMA

Prezzo: 505.1€

CARATTERISTICHE:

Questo otoscopio di ultima generazione è dotato di avanzata tecnologia ottica che fornisce un maggiore ingrandimento del campo visivo consentendo una visione quasi panoramica della membrana timpanica - praticamente eliminando la necessità di rotazione dell'otoscopio. Inoltre, grazie all'ottica con facile regolazione della messa a fuoco, MacroView assicura un più ampio campo visivo che consente di vedere oltre il cerume, localizzare il fluido al di là della membrana timpanica ed eseguire esami persino senza occhiali. - Campo visivo raddoppiato - Ingrandimento superiore del 30% rispetto a un otoscopio tradizionale - Visione quasi panoramica della membrana timpanica - Maggiore chiarezza e definizione dei punti di riferimento - Messa a fuoco regolabile in funzione della diversa lunghezza del condotto uditivo e dell'eventuale ipermetropia dell'esaminatore - Posizione di messa a fuoco di default (punto e linea) - L'ottica tecnologicamente avanzata garantisce il doppio del campo visivo e un ingrandimento del 30% superiore rispetto ai tradizionali otoscopi - Nuovo sistema per un sicuro posizionamento e una facile rimozione degli speculum - Attacco per insufflatore monopalla per test pneumatico

MARCA E MODELLO:

GIMA 32100

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

 **Acquista subito**