



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Tielle Camp - Collare cervicale bivalve regolabile in altezza con appoggio sternale - tipo modello ASPEN VISTA TX

Codice di riferimento: PG174 Proglide

Marca: TIELLE CAMP

Prezzo: 112€

CARATTERISTICHE:

- Struttura bivalve in plastica ad alta resistenza
- Supporto mentoniero e occipitale a sostegno differenziato
- Meccanismo di regolazione in altezza frontale (nr. 11 regolazioni)
- Imbottiture "Latex free", atossiche a celle aperte
- Supporto occipitale a sezione maggiorata
- Prolungamento toracico e prolungamento dorsale
- Chiusure bilaterali a Velcro®
- Struttura radiotrasparente

INDICAZIONI:

- Fratture singole o combinate stabili, amieliche del tratto cervicale medio-basso
- Instabilità del tratto cervicale dovute a patologie neurologiche (S.L.A. etc.)
- Spondilolistesi cervicali
- Stenosi spinali cervicali
- Metastasi cervicali
- Stabilizzazione post-chirurgica
- Radicolopatie
- Traumi cervicali
- Ernie cervicali
- Cervicoartrosi, Discoartrosi

MARCA E MODELLO:

TIELLE CAMP - PG174 Proglide

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

TAGLIE:

Misura universale

