



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Tiralatte elettrico Mamilat 230 V e 50-60 Hz

Codice di riferimento: 28148

Marca: GIMA

Prezzo: 154.3€

Caratteristiche del tira-latte materno elettrico

Tiralatte elettrico indolore e sicuro in conformità agli standard europei. Il tiralatte è dotato di regolatore di aspirazione e il suo ciclo di funzionamento dura 20 minuti (con 40 minuti di disattivazione).

Questa macchina tiralatte è realizzata in plastica termoisolante.

Specifiche tecniche

- Dimensioni: 235x190x165 cm
- Flusso massimo: 14 litri al minuto
- Alimentazione: 220-230 V e 50/60 Hz; 110 V e 60 Hz su richiesta
- Intensità aspirazione: -0,33 bar
- Assorbimento: 184 VA
- Peso: 2,2 kg
- Normative: CEI 62-5 (IEC601-1)
- Origine: Italia

Marca

Gima

Contenuto della confezione

- Tiralatte
 - Coppetta tiralatte
 - Bottiglia in policarbonato da 150 cc
 - Bottiglia in policarbonato da 250 cc
 - Filtro scaccia-acqua antibatterico
 - Tubi 6x10 mm e tubo per l'aria in portafiale-blu-con-velcro-11367
-

