



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

TONOMETRO SCHI?TZ - scala inclinata

Codice di riferimento: 31222

Marca: GIMA

Prezzo: 286.7€

CARATTERISTICHE:

Strumento per la misurazione della pressione dell'occhio. Tutte le parti importanti sono in acciaio inox, inserita pietra d'agata. Completo di 3 pesi (5,5 - 7,5 - 10 g). Scala inclinata specifica 5. Confezionato in astuccio metallico con inserti in velluto.

Lettura perfetta della scala con il puntatore rosso. Produzione tedesca

MARCA E MODELLO:

GIMA 31222

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

 **Acquista subito**