



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## Top-S 15° Supporto per spalla con abduzione fissa a 15°

**Codice di riferimento:** PR2-EM210

**Marca:** RO+TEN

**Prezzo:** 121.4€

Riferimento	Variante	Prezzo
PR2-EM210-S	S	121.4€
PR2-EM210-M	M	121.4€
PR2-EM210-L	L	121.4€

È un dispositivo medico, sicuro e confortevole, che garantisce stabilizzazione e protezione all'arto da immobilizzare. La struttura in gommapiuma ricoperta di tessuto garzato e la sacca traspirante garantiscono leggerezza e comfort. Le cinghie di sostegno e le varie possibilità di regolazione a velcro assicurano la stabilizzazione migliore evitando il rischio di movimenti inopportuni. La presenza di fibbie, da regolare solo alla prima applicazione assistita dal tecnico specializzato, consente di reindossare il dispositivo con estrema facilità. Il cuscino è completato da una pallina riabilitativa, ideale per mantenere in esercizio la muscolatura della mano e dell'avambraccio.

### CARATTERISTICHE

- Struttura in gommapiuma ad alta densità ricoperta da tessuto tramato in fibra d'argento
- Rivestimento del cuscino in materiale garzato, per una migliore adesione dei velcri


- Tasca reggibraccio in materiale traspirante
  - Ambidestro
- 
- Tiranti con fissaggio a fibbie e regolabili a velcro
  - Cinturino di sostegno del pollice
  - Abduzione a 10°

#### INDICAZIONI

- Riparazione della cuffia dei rotatori
- Sublussazioni
- Dislocazioni
- Intervento di Bankhart
- Riparazione dei tessuti molli a seguito di traumi

taglia	S	M
lunghezza avambraccio cm *	fino a 34	35/39
<b>ambidestro</b>		

\* misura presa dal gomito all'estremità del pugno chiuso



 **Acquista subito**