



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Transpore 3m Bianco - H 13 Mm X 9,14 M

Codice di riferimento: 34950

Marca: GIMA

Prezzo: 21.3€

CARATTERISTICHE:

3M™ Transpore™ bianco - cerotto traforato con supporto in rayon e poliestere

- Codice 3M: 1534-0
- Dimensioni: 13 mm x 9,14 m

- nastro adesivo chirurgico traforato in rayon-poliestere
- ipoallergenico, traspirante, resistente all'acqua e facile da strappare
- lo strappo bidirezionale consente un utilizzo facile e veloce (senza forbici) nonché la possibilità di ritagliare pezzi di cerotto a seconda delle diverse applicazioni
- elevata traspirabilità, rispetta le funzioni fisiologiche della cute riducendo il rischio di macerazione o di distacco del prodotto
- ipoallergenico, garantisce un'eccellente tolleranza cutanea e una bassa frequenza di reazioni allergiche
- lo srotolamento del nastro è agevolato, in modo da evitare che residui di adesivo rimangano sul dorso
- rimozione atraumatica e ridotti residui di adesivo

MARCA E MODELLO:

GIMA - Codice Prodotto 34950

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

Confezione da 24 Pezzi

