



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Tripode per adulti con manico aperto

Codice di riferimento: RP720

Marca: MOPEDIA

Prezzo: 43.47€

Caratteristiche del tripode

Questo tripode a base larga è pensato per anziani che hanno bisogno di un sostegno leggero che garantisca una certa stabilità. È realizzato in alluminio anodizzato ed è dotato di un manico aperto in spugna. Questa particolare impugnatura è indicata principalmente per le persone che non presentano gravi problemi di equilibrio ma necessitano di un sostegno sicuro, anche solo per brevi tratti. I puntali antiscivolo migliorano la sicurezza del bastone tripode, il quale può essere facilmente regolabile in altezza e risponde in maniera adeguata alle esigenze di ogni individuo.

Specifiche tecniche

- Peso: 640g
- Altezza: Regolabile 75-97cm
- Base: 30x21,5cm
- Peso sopportabile: 130kg

Marca e modello

MOPEDIA codice RP720

Contenuto confezione

Imballo da 4 pezzi



Acquista subito