



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Tripode per adulti con manico chiuso

Codice di riferimento: RP721

Marca: MOPEDIA

Prezzo: 42.02€

Caratteristiche del tripode a base larga

Il bastone tripode è indicato per gli anziani e disabili con difficoltà motorie e problemi relativi all'equilibrio che hanno però la forza di portarlo avanti. Il treppiede è realizzato in alluminio anodizzato, un metallo che garantisce un'elevata resistenza e altrettanta leggerezza in modo da poterlo sollevare senza sforzo. Per evitare cadute a camminare in sicurezza presenta una base larga con puntali antiscivolo in gomma morbida, per una perfetta aderenza con il terreno. Il manico chiuso con impugnatura anatomica aumenta la sicurezza della persona che lo utilizza. L'altezza è facilmente regolabile.

Specifiche tecniche

- Peso: 640g
- Altezza: regolabile da 74 a 97cm (incrementi da 2,5cm)
- Base: 30x21cm
- Peso sopportabile: 130kg

Marca e modello

MOPEDIA codice RP721

Contenuto della confezione

Imballo da 4 pezzi

Obiettivo Salute S.n.c.

Viale Duca degli Abruzzi 121

Brescia

P.IVA 03219400987



Acquista subito