



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Tripode da bambino a base larga con manico chiuso

Codice di riferimento: RP715

Marca: MOPEDIA

Prezzo: 49.92€

Caratteristiche del tripode per bambini

Il bastone tripode per bambini è un ausilio realizzato in alluminio anodizzato molto leggero e resistente che può essere regolato in altezza. La base larga con puntali antiscivolo in gomma morbida consente ai bambini di camminare in perfetta autonomia e al tripode di non cadere a terra se viene poggiato. Il manico chiuso con impugnatura anatomica garantisce una presa sicura e confortevole e dona maggiore sicurezza ai piccoli durante la camminata.

Specifiche tecniche

- Peso: 490g
- Altezza: regolabile da 66 a 73cm
- Base: 27x19cm
- Peso sopportabile: 80kg

Marca e modello

MOPEDIA codice RP715

Contenuto della confezione

1 PZ

 **Acquista subito**