



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Tronchesino per unghie incarnite

Codice di riferimento: 26883

Marca: GIMA

Prezzo: 9.15€

Caratteristiche del tronchesino per unghie incarnite

Questo tronchesino professionale è la soluzione ideale per risolvere il problema delle unghie incarnite e liberarsi velocemente del dolore ai piedi. La robusta struttura del tagliaunghie, realizzata in acciaio inox, garantisce resistenza e affidabilità, le lame invece sono progettate per eseguire un taglio rapido e preciso.

Specifiche tecniche

Lunghezza: 11,5cm

Altri modelli disponibili

- [Tronchesino per cuticole](#)
- [Tronchesino per le unghie](#)

Marca e modello

GIMA codice 26883

 **Acquista subito**