



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## Tubi Corrimano Rigati

**Codice di riferimento:** AB-026

**Marca:** INTERMED

**Prezzo:** 9.7€

Riferimento	Variante	Prezzo
AB-026	Lunghezza 26 cm	11.16€
AB-036	Lunghezza 36 cm	11.16€
AB-056	Lunghezza 56 cm	11.16€
AB-0100	Lunghezza 100 cm	11.16€

### CARATTERISTICHE:

Tubi corrimano rigati utili per ridurre il rischio di cadute e di incidenti in bagno. Realizzati in PVC con presa zigrinata. Diametro 0 3,5 cm.

### MARCA E MODELLO:

INTERMED AB-0XX

### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pezzo

## **TAGLIE:**

Dimensioni

---

AB-026  
Lunghezza 26 cm

AB-036  
Lunghezza 36 cm

AB-056  
Lunghezza 56 cm

AB-0100  
Lunghezza 100 cm

