



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Tubo in pvc con raccordi per aerosol

Codice di riferimento: LTR119

Marca: KYARA

Prezzo: 0.14€

Caratteristiche tubo per aerosol

Il seguente tubo flessibile in PVC è utilizzato per il collegamento della macchina ad aria compressa per aerosol all'ampolla, dove il farmaco verrà nebulizzato e successivamente veicolato nelle vie aeree del paziente mediante la mascherina. Il tubo è munito di raccordi.

Per garantire il perfetto funzionamento del macchinario per l'aerosolterapia è necessario mantenere il nebulizzatore perfettamente pulito e assicurarsi che tutti gli accessori siano integri. Tali accorgimenti fanno sì che la terapia contro raffreddore, asma, bronchite e altre patologie che colpiscono le vie respiratorie risulti sicura ed efficace.

Marca e modello

KYARA codice LTR119

Contenuto della confezione

1 pezzo

 **Acquista subito**