



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

TUBO SILICONE - spessore 1 mm - 4 x 6 mm

Codice di riferimento: 25453

Marca: GIMA

Prezzo: 162.7€

CARATTERISTICHE:

TUBO IN SILICONE 100% per uso medicale esterno

- Adatto per sterilizzazione in autoclave (135°C - 2.2-2.5 bar) e a raggi gamma.
- Resistente all'aria fino a 200°C.
- Vulcanizzato a raggi infrarossi.
- Trattato per 10 ore ad una temperatura di 200°C.
- Antiaderente, evita incrostazioni e coagulazioni
- Per uso medicale - trasparente - Inodore

Fabbricato all'interno dell'Unione Europea in conformità a:

- ISO 9002 FDA 177.2600 PHARMACOPOEA EUROPEA
- US PHARMACOPOEA XXI
- DIN 58 367
- DIN 58 362
- DIN 13 098
- BGA XV parte A
- BGA XV parte B
- BGA IX parte B

Ø interno x Ø esterno: 4 x 6 mm

Spessore: 1 mm

Minimo di vendita: 1 rotolo da 100 m

GIMA può fornire tubi in silicone in qualunque formato con un minimo di vendita di 500 m e con consegna in 30 giorni.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Materia prima: HTV-R-401/60 E - WACKER (D)
- Colore: trasparente
- Durezza: 60° $\pm$ 5% Shore - DIN 53505
- Densità: 1.17 g/ccm - DIN 53479A
- Tensione: 10.8 N/mm² - DIN 53504 S1
- Estensione: 490/530% - DIN 53504S1
- Resistenza alla trazione: 34-35 N/mm - ASTM D 624 B
- Elasticità: 51% - DIN 53512
- Compression set : (22h/175°C): 30-15% - DIN 53517

MARCA E MODELLO:

Gima - Codice 25453

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 rotolo 100 m

