



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Tuta intera per anziani Sibari

Codice di riferimento: CODF1970F

Marca: ALBOLAND

Prezzo: 85.4€

Riferimento	Variante	Prezzo
CODF1970F-S	S	85.4€
CODF1970F-M	M	85.4€
CODF1970F-L	L	85.4€
CODF1970F-XL	XL	85.4€
CODF1970F-XXL	XXL	85.4€

Caratteristiche della tuta per anziani

La tuta contenitiva è stata creata per gli anziani, specialmente in caso di incontinenza, e i disabili. Questo modello di tuta per anziani si presenta come un pigiama intero con una cerniera posteriore lungo tutto il corpo che lo rende comodo da indossare e semplice e veloce da sfilare per chi presta assistenza. La tuta è realizzata principalmente in cotone, perciò risulta estremamente confortevole e piacevole da vestire sia il giorno che la notte. È adatta sia per uomo sia per donna ed è possibile acquistarla anche con manica lunga.

La tuta è disponibile nei seguenti tessuti:

- Tessuto tipo E: tessuto terital misto cotone
- Tessuto tipo N: cotone 100% sanforizzato
- Tessuto tipo I: INTERLOCK cotone 100% sanforizzato

Taglie

S-M-L-XL

UNISEX

Colore

Azzurro

Marca e modello

ALBOLAND CODF1970F

