



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Tutore Immobilizzatore Braccio Spalla A Bretella

Codice di riferimento: TS-004S-X

Marca: INTERMED

Prezzo: 42.7€

Riferimento	Variante	Prezzo
TS-004S	Small	42.7€
TS-004M	Medium	42.7€
TS-004L	Large	42.7€
TS-004XXL	XXLarge	42.7€
TS-004XL	XLarge	42.7€

CARATTERISTICHE:

Immobilizzatore braccio spalla in cotone per supporto di spalla, braccio, polso e mano. Posizionabile grazie a due bretelle che aiutano a distribuire il peso del braccio. Gli spallacci a Y imbottiti sono regolabili in base alle esigenze degli utenti. Chiusura a velcro. Colore blu.

MARCA E MODELLO:

INTERMED TS-004(x)

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pezzo

TAGLIE:

Taglia

TS-004S
Small

TS-004M
Medium

TS-004L
Large

TS-004XL
XLarge

TS-004XXL
XXLarge

