



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Tutore articolato per gomito regolabile - TEL 101

Codice di riferimento: MOD TEL 101

Marca: NIPPER

Prezzo: 165.6€

Riferimento	Variante	Prezzo
MOD TEL 101-1° S/M	1° S/M	165.6€
MOD TEL 101-2° L/XL	2° L/XL	165.6€

Caratteristiche del tutore per il gomito

Il tutore per il gomito che vi presentiamo si differenzia dai classici immobilizzatori per la sua leggerezza e comodità. Il sistema articolato, perfettamente regolabile in base alle esigenze del paziente, permette di immobilizzare o ottenere un movimento controllato del gomito, sia in flessione sia in estensione. Tale particolarità consente un sicuro e rapido recupero delle normali funzioni dell'articolazione evitando posizioni che potrebbero causare dolore.

Questo tutore, oltre ad essere facile da indossare, risulta molto comodo sia per le morbide imbottiture poste a livello del braccio e l'avambraccio, sia per la bretella, anch'essa imbottita, che consente di sospenderlo alla spalla e non affaticare il braccio. Le chiusure a velcro garantiscono un ancoraggio semplice e sicuro.

È indicato in caso di:

- Fratture composte del gomito
- Immobilizzazione post-operatoria di interventi di gomito
- Utile nel decorso post-operatorio nel caso di interventi protesici od artrodesici del gomito
- Post-rimozione dell'apparecchio gessato

- Trattamento conservativo lussazione del gomito
- Lesioni dei tessuti mobili del gomito

Taglie

Taglia	S/M	L/XL
Circonferenza avambraccio cm	da 20 a 25cm	da 25 a 30cm

Versione ambidestra

Marca e modello

NIPPER MOD TEL 101

