



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Tutore per pollice con stecca modellabile ad elevato comfort in tessuto 3d

Codice di riferimento: FI-30

Marca: FEEL INVINCIBLE

Prezzo: 59.7€

Riferimento	Variante	Prezzo
FI-30-S	S	59.7€
FI-30-M	M	59.7€
FI-30-L	L	59.7€

CARATTERISTICHE:

Ortesi per primo dito realizzata in tessuto traspirante 3D con stecca modellabile direttamente sul paziente per offrire un supporto *ad hoc*. Possibilità di regolazione tramite le chiusure a velcro presenti sul polso e sul pollice. Adatto a persone che soffrono di tendinopatia di De Quervain, tendiniti del pollice e rizoartrosi.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- tessuto traspirante AIRMASH
- scocca in alluminio modellabile

- chiusura con velcro
- ambidestro, disponibile in tre misure

MARCA E MODELLO: _____

FEEL INVINCIBLE - FI30

TAGLIE - Circonferenza polso

S fino a 17 cm

M 17-19 cm

L oltre 19 cm

