



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Tutore per polpaccio in neoprene

Codice di riferimento: PR4-8234

Marca: RO+TEN

Prezzo: 32.82€

Riferimento	Variante	Prezzo
PR4-8234-S	S	32.82€
PR4-8234-M	M	32.82€
PR4-8234-L	L	32.82€
PR4-8234-XL	XL	32.82€

CARATTERISTICHE:

Il supporto e' stato realizzato con una struttura in neoprene bifoderato. Il prodotto assume una forma ovviamente a tubo, e risulta particolarmente adattabile a diverse morfologie. Inoltre il materiale e' completamente lavabile.

APPLICAZIONI:

- Contratture e distrazioni muscolari del polpaccio
- Coadiuvante nella ripresa della pratica sportiva dopo un trauma
- Prevenzione delle contusioni

DIMENSIONI E PESO:

Taglia / circonferenza S - 33/35, M - 35/38, L - 38/43, XL - 43/48

MARCA E MODELLO:

Ro+Ten PR4-8234

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

Un supporto per il polpaccio

