



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Tutore Polso Con Immobilizzazione Pollice Destro E Sinistro

Codice di riferimento: PL-004

Marca: INTERMED

Prezzo: 37.86€

Riferimento	Variante	Prezzo
PL-004DL	Destro/Large	37.86€
PL-004DM	Destro/Medium	37.86€
PL-004DS	Destro/Small	37.86€
PL-004SS	Sinistro/Small	37.86€
PL-004SM	Sinistro/Medium	37.86€
PL-004SL	Sinistro/Large	37.86€

CARATTERISTICHE:

Stabilizzatore che limita i movimenti del polso mediante stecca palmare modellabile in alluminio. Dotato di un rigoroso sostegno steccato del pollice. Le cinghie a velcro con fibbie in plastica permettono una regolazione ottimale della pressione.

Lunghezza 23 cm;
Colore nero.

MARCA E MODELLO:

INTERMED PL-004(xx)

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pezzo

TAGLIE:

Versione / Taglia

PL-004DS
Destro/Small

PL-004DM
Destro/Medium

PL-004DL
Destro/Large

PL-004SS
Sinistro/Small

PL-004SM
Sinistro/Medium

PL-004SL
Sinistro/Large

