



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Tutore Polso Destro E Sinistro

Codice di riferimento: PL-005DL

Marca: INTERMED

Prezzo: 31.3€

Riferimento	Variante	Prezzo
PL-005DL	Destro/Large	31.3€
PL-005DM	Destro/Medium	31.3€
PL-005DS	Destro/Small	31.3€
PL-005SS	Sinistro/Small	31.3€
PL-005SM	Sinistro/Medium	31.3€
PL-005SL	Sinistro/Large	31.3€

CARATTERISTICHE:

Stabilizzatore che limita i movimenti del polso, dotato di una stecca palmare modellabile in alluminio e due stecche dorsali flessibili. Le cinghie a velcro con fibbie di plastica permettono una regolazione ottimale della pressione.

Lunghezza 23 cm;
Colore nero.

MARCA E MODELLO:

INTERMED PL-005(xx)

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pezzo

TAGLIE:

Versione / Taglia

PL-005DL
Destro/Large

PL-005DM
Destro/Medium

PL-005DS
Destro/Small

PL-005SS
Sinistro/Small

PL-005SM
Sinistro/Medium

PL-005SL
Sinistro/Large

