



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Tutore reggibraccio universale

Codice di riferimento: 28623

Marca: GIMA

Prezzo: 17.5€

CARATTERISTICHE:

Supporto ortopedico reggibraccio regolabile con sistema di chiusura a fibbia. Il reggibraccio lavabile in lavatrice. Colorazione blu. Realizzato in polipropilene.

APPLICAZIONI:

Viene utilizzato in caso di necessaria immobilizzazione del braccio destro o sinistro.

DIMENSIONI:

Variabile, regolabile in base alla persona

MARCA E MODELLO:

Modello 28623 - Gima

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

Un reggibraccio universale

 **Acquista subito**