



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Modello TWA 401 tutore Walker articolato per tibio tarsica

Codice di riferimento: mod 401

Marca: NIPPER

Prezzo: 162.7€

Riferimento	Variante	Prezzo
mod 401-Small	Small	162.7€
mod 401-Medium	Medium	162.7€
mod 401-Large	Large	162.7€

Caratteristiche

Grazie alle due articolazioni, il tutore permette in maniera pratica e veloce di poter scegliere e programmare le miglior risposta terapeutica alla patologia.

Lo snodo permette una regolazione in flessione ed in estensione ogni 10°

Indicazioni

- Post operatorio del tendine di Achille
- Fratture stabili dei 2/3 distali di tibia o perone
- Fratture di piede o caviglia
- Supporto post operatorio o conservativo nelle gravi distorsioni di caviglia
- Gravi danneggiamenti delle parti molli della caviglia o del piede

Taglie disponibili

Misura calzatura:

Small (da 33 a 37)
Medium (da 38 a 42)
Large (da 43 a 48)

