



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Tutore a stivaletto per piede e caviglia Walker fisso corto TWA 901

Codice di riferimento: TWA 901

Marca: NIPPER

Prezzo: 110€

Riferimento	Variante	Prezzo
TWA 901-Small	Small	110€
TWA 901-Medium	Medium	110€
TWA 901-Large	Large	110€

Caratteristiche del tutore tipo Walker TWA 901

Il tutore che vi proponiamo è uno stivaletto ortopedico corto tipo Walker fisso per l'immobilizzazione della caviglia e del piede in caso di distorsione o frattura. La struttura plantare è realizzata in materiale plastico con suola in gomma antiscivolo che permette di camminare in totale sicurezza. L'intersuola in materiale ammortizzante e le imbottiture in materiale espanso rivestite da velour di cotone aiutano a ridurre il dolore e donano una sensazione di comodità e benessere. Le aste montanti in alluminio assicurano una migliore stabilità, i cinturini di chiusura con regolazioni a velcro invece consentono di vestire il tutore senza difficoltà.

Indicazioni

- Fratture stabili del 1/3 distale di tibia o perone
- Fratture di piede o caviglia
- Supporto post operatorio o conservativo nelle grandi distorsioni di caviglia

- Gravi danneggiamenti delle parti molli della caviglia o del piede

Taglie disponibili

Taglia	S	M	L
N° calzatura	33/37	38/42	43/48

Marca e modello

NIPPER TWA 901

Contenuto della confezione

1 tutore per caviglia tipo Walker

