



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Ultrasuoni terapia multifrequenza - Unisonic

Codice di riferimento: LTE330

Marca: LEM

Prezzo: 2132.6€

Caratteristiche dell'apparecchio per l'ultrasuonoterapia

Unisonic è una macchina per la terapia ad ultrasuoni dotata di un trasduttore a multifrequenza progettato per lavorare a frequenze da 1 a 3 megaHertz. L'apparecchio è in grado di emettere onde sonore in modalità continua o pulsata con modulazione impostabile al 25, 50, 75 e 100% ed è completamente gestito e controllato da un microprocessore.

Il macchinario prevede due diverse modalità di funzionamento. È possibile infatti servirsi dei programmi precedentemente memorizzati al suo interno o personalizzare il trattamento semplicemente selezionando i parametri.

Il manipolo trasduttore fornito è compatibile con l'utilizzo di trattamenti in immersione (IP67).

Indicazioni

- Tendinopatie croniche degenerative
- Tenosinoviti
- Epicondilita
- Entesiti
- Sequele fibrose delle distorsioni
- Capsuliti
- Rigidità articolari
- Cicatrici
- Aderenze cheloidi
- Malattia di Dupuytre
- Malattia di Lidderhose
- Sciatalgie e nevriti in genere

- Periartriti
- Trattamento non chirurgico dei lipomi e delle adiposità localizzate in eccesso (IDROLIPOCLASIA ULTRASONICA)

Marca e modello

LEM LTE330

