



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## Apparecchio a ultrasuoni con 2 sonde per terapia UT2

**Codice di riferimento:** 28358

**Marca:** GIMA

**Prezzo:** 1708€

### Caratteristiche dell'apparecchio a ultrasuoni con 2 sonde per terapia UT2

Dispositivo per ultrasuonoterapia professionale 2 sonde adatto al trattamento di capsuliti, periartrite, epicondilita/epitrocleeite, nevralgie, crampi, tendiniti, condropatie, massaggio, acne, contusioni, distorsioni, cervicalgia, cavitazione braccia/addome/ gambe/glutei, tunnel carpale, sciatalgie/lombalgie, contratture muscolari, ematomi organizzati e tessuti cicatriziali, borsiti.

Questo apparecchio per ultrasuono-terapia dispone di 10 programmi preimpostati con alcuni parametri personalizzabili come durata della terapia, ciclo di lavoro (10% ÷ 100% con step di 10), frequenza (1 o 3 MHz) e frequenza (1 o 3 MHz).

Il macchinario dispone di un manipolo doppio con 2 sonde di 5 cm<sup>2</sup> e 1 cm<sup>2</sup>, una memoria per i parametri per massimizzare la performatività e l'usabilità.

### Specifiche tecniche

- Frequenza ultrasuoni: 1 MHz ± 10% o 3 MHz ± 10%
- Fascio ultrasonico collimato: sì
- Tensione di funzionamento: 100-240 V, 47/63 Hz, 1,35 A, uscita 15 V 3A max
- Ciclo di lavoro: 10%-100% con step del 10%
- Tempo impostabile massimo: 30 minuti
- Area irradiante effettiva: 5 cm<sup>2</sup> ± 20% e 1 cm<sup>2</sup> ± 20%
- Indicatore: LED
- Potenza: 0,5 W - 10 W ± 20% con ciclo di lavoro = 80% su 5 cm<sup>2</sup>, 0,5 W - 15 W ± 20% con ciclo di lavoro = 70% su 5 cm<sup>2</sup>, 0,1 W - 2 W ± 20% con ciclo di lavoro = 80% su 1 cm<sup>2</sup>, 0,1 W - 3 W ± 20% con ciclo di lavoro = 70% su 1 cm<sup>2</sup>

- Potenza effettiva: 3 W/cm<sup>2</sup> ± 20% (1 MHz), 3 W/cm<sup>2</sup> ± 20% (3 MHz)
  - Adatto per uso esterno e per immersione: sì
  - Materiale testina: alluminio
  - Modulazione di frequenza: 100 Hz
  - Dimensioni: 35 x 18,6 x 8,6 cm
- 

## Marca

Gima

## Contenuto della confezione

- 1 manipolo con una sonda da 5 cm<sup>2</sup>
- 1 manipolo con una sonda da 1 cm<sup>2</sup>
- 1 cavo di alimentazione
- 1 cavo di alimentazione 15 V, 3 A
- 1 gel per ultrasuonoterapia
- 1 manuale utente: GB, IT, ES

## Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

