



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

ULTRASUONOTERAPIA MIO-SONIC

Codice di riferimento: 28309

Marca: GIMA

Prezzo: 294.4€

CARATTERISTICHE:

Dispositivo innovativo e di qualità adatto sia per uso domiciliare che professionale.

Compatto, altamente performante, piccolo e facile da utilizzare. La sua leggerezza e la sua maneggevolezza ne consentono un utilizzo continuo senza difficoltà.

Mio Sonic è adatto nei seguenti ambiti:

- trattamenti antidolorifici
- infortuni sportivi
- trattamenti estetici

Fornito con flacone di gel, borsa per il trasporto, alimentatore medicale e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES. Su richiesta DE.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- 9 programmi
- Ultrasuoni 1 MHz , potenza massima 6.4 W, intensità massima 1.6 W/cm²
- Fascio ultrasonico collimato per una penetrazione ottimale
- 3 livelli di intensità del fascio ultrasonico; 0.08 W/cm² (basso) - 0.8 W/cm² (medio) -1.6 W/cm² (alto)
- Alimentazione medicale
- Dispositivo per contatto diretto (non adatto all'immersione in acqua)
- Dimensioni: 200 x 47 x 69 mm

- Peso: 190 g

TRATTAMENTI:

Osteoporosi

Periartrite

Adesioni

Contratture muscolari

Cavitazione braccia

Artrite

Tendiniti

Algodistofia

Crampi

Cavitazione addome

Nevralgie

Pubalgia

Borsiti

Massaggi

Cavitazione arti

Cervicale

Talloniti

Brachialgia

Drenaggio

Cavitazione glutei

Sciatalgia

Contusioni

Capsulite

Modellazione

Lumbalgia

Distorsioni

Condropatia

Smagliature

Tunnel carpale

Ematomi

Cruralgia

Microlifting

Epicondilite

Edema

Acne

Rughe

Epitrocleite

Linfedema

Stasi venosa

Fonoforesi

MARCA E MODELLO:

Gima - Codice 28309

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

Obiettivo Salute S.n.c.

Viale Duca degli Abruzzi 121

Brescia

P.IVA 03219400987

 **Acquista subito**
