



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

UOVA SILICONE - resistente - blu

Codice di riferimento: 47143

Marca: GIMA

Prezzo: 5.86€

CARATTERISTICHE:

Questi ovetti riempiti di gel presentano diversi livelli di durezza per esercitare la mano e le dita.

Migliorano la forza di presa mentre riducono la fatica.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

MARCA E MODELLO:

Gima - Codice 47143

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

 **Acquista subito**