



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## Urinale maschile in acciaio Inox

**Codice di riferimento:** 26578

**Marca:** GIMA

**Prezzo:** 29.5€

### Caratteristiche dell'urinale maschile

Il seguente urinale per uomo è destinato per la raccolta della urina di pazienti ospedalieri, anziani e disabili allettati o che soffrono di incontinenza. L'ausilio per il bagno è realizzato in acciaio inox, è dotato di una comoda maniglia e risulta estremamente resistente e sicuro. Il particolare design dell'urinale evita ogni possibile perdita in modo da non incorrere nel rischio di sporcare le lenzuola e il materasso.

Il dispositivo sanitario è facilmente lavabile e autoclavabile a 121°C.

### Specifiche tecniche

- Acciaio inox AISI 304
- Spessore minimo: 0.6 mm
- Capacità: 1,2 litri

### Marca e modello

GIMA codice 26578

### Contenuto della confezione

1 pezzo

### Altri modelli disponibili

- [Urinale maschile verticale](#)

