



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## Urine Condom catetere con striscia biadesiva

**Codice di riferimento:** CATEX-XS

**Marca:** INTERMED

**Prezzo:** 31.1€

Riferimento	Variante	Prezzo
CATEX25/S	25 mm	31.1€
CATEX30/S	30 mm	31.1€
CATEX35/S	35 mm	31.1€

### CARATTERISTICHE:

**Catetere esterno Urine Condom** in lattice con strisce biadesive diametro 25 - 30 - 35 mm. In confezione da 30 pezzi.

### MARCA E MODELLO:

Intermed CATEX-XS

### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

30 pezzi a confezione

### TAGLIE:

Varianti

Codice

Misura

---

CATEX25/S  
25 mm con strisce

CATEX30/S  
30 mm con strisce

CATEX35/S  
35 mm con strisce

## Domande frequenti

### A cosa serve l'urine condom con striscia biadesiva?

L'urine condom con striscia biadesiva è un presidio pensato per gestire il problema dell'incontinenza nel paziente. È semplice da utilizzare, confortevole e discreto.

### Come si usa l'urine condom con striscia biadesiva?

Il dispositivo si indossa facilmente. È sufficiente infilarlo come un normale condom, sfruttando le strisce per far aderire alla perfezione l'urine condom.

### Perché scegliere l'urine condom con striscia biadesiva?

Si tratta di un ausilio indispensabile per i pazienti incontinenti poiché protegge la cute dall'azione irritante dell'urina ed evita la formazione di umidità. Inoltre salvaguarda gli indumenti e la biancheria, tenendo sotto controllo la diffusione dei cattivi odori.

### Il catetere urine condom con strisce biadesive è taglia unica?

No, questo particolare presidio ha misure differenti che permettono al paziente di trovare il giusto comfort. Esistono tre diverse misure tra cui scegliere in base alle caratteristiche dell'apparato maschile.

