



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Valigetta Base A Tenuta Ermetica Per Pronto Soccorso

Codice di riferimento: CN-100.503

Marca: INTERMED

Prezzo: 63.44€

CARATTERISTICHE:

Contenitore realizzato in ABS composto da due parti uguali ciascuna completa di vetri e separatori per un migliore alloggiamento dei prodotti. Allegato 2 maggiorato. Dotata di supporto per attacco a parete. Chiusura con due clip rotanti. Tenuta ermetica garantita da guarnizione in neoprene. Per aziende con meno di 3 lavoratori, piccole aziende commerciali e automezzi di servizio.

1 Copia Decreto Min. 388 del 15. 07. 03 2 Paia di guanti sterili 1 Flacone disinfettante 125 ml iodopovidone al 10% iodio PMC 1 Sacca soluzione fisiologica sterile 250 ml CE 3 Buste compresse garze sterili 18 x 40 cm 3 Buste compresse garze sterili 10 x 10 cm 1 Confezioni di cotone idrofilo 1 Pinza sterile 1 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti 1 Rocchetto cerotto adesivo 5 m x 2,5 cm 1 Benda di garza da 3,5 m x 10 cm 1 Paio di forbici tagliabendaggi 14,5 cm DIN 58279 1 Laccio emostatico 1 ICE PACK Ghiaccio istantaneo monouso 1 Sacchetto per rifiuti sanitari 1 Telo triangolare TNT 96 x 96 x 136 cm 1 Astuccio PIC 3 contenente: 3 bustine sapone liquido, 3 bustine salviette disinfettanti 2 Bustine salviette ammoniaca 1 Telo sterile 40 x 60 cm DIN 13152-BR 1 Istruzione Multilingua pronto soccorso

MARCA E MODELLO:

INTERMED CN-100.503

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pezzo

 **Acquista subito**